

NOTA INFORMATIVA

DATA : 06/02/2020

DISTRIBUIR: Centres extracció/ obtenció/ distribució de mostres

ASSUMPTE:
Tipus de tub per a la mesura del Zinc

Seguint les instruccions i recomanacions de les societats científiques, per a la mesura del Zinc no es recomana utilitzar tubs que puguin contenir traces d'aquest mineral en els seus taps.

És per això que hem modificat el tub assignat a aquesta determinació, passant a ser el **Tub BLAU FOOSC**. Així us sortirà en la llista de tubs a extreure a les peticions del laboratori.

Aquest tub estarà inclòs en les llistes per fer comanda de material. El seu ús no serà freqüent, pel que procureu no acumular-ne per evitar que caduquin



Tub BLAU FOOSC

Signat:

Sílvia Miró Cañís

Facultatiu especialista en Anàlisis Clíniques.

smiro@cli.cat

Paquita Casanova

Diplomada infermeria

Coordinació Tècnica CLILAB

Responsable de Formació

pcasanova@cli.cat