

NOTA INFORMATIVA

DATA : 06.06.2023

DISTRIBUIR:

FACULTATIUS CLILAB I FACULTATIUS HOSPITAL

ASSUMPTE:

SEROLOGIA VIRUS HEPATITIS E Ig G

Fins ara, pel diagnòstic serològic VHE disposàvem en catàleg de la determinació de les IgG i IgM qualitatives. A partir de 07.06.23 estarà disponible la determinació de VHE IgG quantificada. Les IgM es continuaran informant qualitativament.

Els nivells anti-VHE IgG arriben al pic a les 4 setmanes de l'aparició dels símptomes. Es poden mantenir elevats més d'un any i poden considerar-se marcadors d'una exposició recent o passada a VHE. Les concentracions de IgG anti-VHE disminueixen paulatinament amb el temps i poden acabar desapareixent.

Normalment la infecció per VHE cursa en forma hepatitis aguda autolimitada però la infecció pel genotip 3 del VHE (i excepcionalment el genotip 4) poden evolucionar a infecció crònica. Les manifestacions clíniques de la hepatitis crònica per VHE són inespecífiques. Tot i que s'han comunicat casos aïllats en pacients immunocompetents, la infecció crònica VHE acostuma a produir-se fonamentalment en pacients immunocompromesos.

En els casos de sospita d'infecció crònica VHE es recomana determinar el RNA-VHE per la seva confirmació.

Restem a la vostra disposició per qualsevol dubte o aclariment necessari.

Documento de consenso de GEHEP perteneciente a la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC) sobre el diagnóstico, manejo y prevención de la infección por el virus de la Hepatitis E
<https://www.seimc.org/contenidos/documentoscientificos/gehep-seimc-dc-2018-HepatitisE.pdf>

Signat:

Yuliya Poliakova Mazneva
Responsable Microbiologia CLILAB Diagnòstics

Alba Cebollero Agustí
Responsable Proves Especial CLILAB Diagnòstics

